



OMNIS IC 设备：Dose-in 梯度

6.05332.090

用于 OMNIS IC 中 Dose-in 梯度的附件套件：梯度是通过在分析过程中以不断变化的混合比例混合不同淋洗液而产生的。

一个 OMNIS Cylinder Unit 将浓缩或稀释的淋洗液以定义的比例加入到主淋洗液流中。这改变了流动相的整体浓度。在可接受的分析时间内实现所有离子的最佳分离。

前提：

OMNIS IC S/M/L，包括：

– 可用的 OMNIS Dosing Drive Unit

Scope of delivery 6.05332.090

Order Number	Description	Quantity
6.02744.010	无法兰螺纹套管接头，M6，1/8"，2 件 用于 1/8" 软管的无法兰螺纹套管接头。 数量：2 件	2 PCS
		
6.05000.010	附件包：OMNIS IC 瓶，PP，2 L 用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。	1 PCS
		
6.2744.200	转接器，外UNF 10/32 / 内M6 将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。	1 PCS
		

6.01805.400	FEP 管 M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m	1 PCS
-------------	-------------------------------	-------



6.02006.120	支架, 固定轨	1 PCS
-------------	---------	-------

支架用于将 T 形接头固定到 OMNIS IC 中的固定轨上。



6.02744.020	T 形接头, M6	1 PCS
-------------	-----------	-------

用于 3 根 M6 软管的 T 形接头。



6.06007.340	Dose-in 梯度功能许可证	1 PCS
-------------	-----------------	-------

在 OMNIS 中运行 Dose-in 梯度的功能许可证。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Optional accessories

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



OMNIS Dosing Drive Unit 作为用于精确吸取和加液液体体积的可安放计量管单元的加液器驱动使用。

OMNIS Dosing Drive Unit 兼容各种计量管单元（2 至 50 mL）。凭借全新的设计，在加液时可达到更高的分辨率和精确度。

规格说明书：

- 分辨率：250000 个步距每计量管体积
- 加液时间/加液时间：10 秒