



OMNIS IC 设备：DD Reg., Rinse

6.05332.100

用于在没有 STREAM 配置的情况下通过 Dosing Drive Unit 进行 MSM 再生的附件套件。

前提：

OMNIS IC S/M/L，包括：

- 可用的 OMNIS Dosing Drive Unit

Scope of delivery 6.05332.100

Order Number	Description	Quantity
6.02744.010	无法兰螺纹套管接头，M6，1/8"，2 件 用于 1/8" 软管的无法兰螺纹套管接头。 数量：2 件	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) 带 Luer 式适配器的 CO2 Absorber (Tube)；保护试剂和淋洗液免受颗粒物污染，并确保对 CO2 敏感的淋洗液具有稳定的保留时间。	1 PCS
		
6.02837.040	滤管 带 Luer 式适配器的滤管，保护淋洗液和试剂免受颗粒物污染。	1 PCS
		

6.05000.010

附件包: OMNIS IC 瓶, PP, 2 L

2 PCS

用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。



6.2744.070

压力螺丝 (短)

1 PCS

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



6.01506.120

计量管单元 OMNIS 2 mL, UNF 10/32

1 PCS

配有四个端口 (2x M6 和 2x UNF 10/32) 的智能计量管单元 OMNIS 2 mL, 用于在 OMNIS IC 内与 OMNIS Dosing Drive Unit 一起使用。



6.01805.400

FEP 管 M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

1 PCS



Optional accessories

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



OMNIS Dosing Drive Unit 作为用于精确吸取和加液液体体积的可安放计量管单元的加液器驱动使用。

OMNIS Dosing Drive Unit 兼容各种计量管单元（2 至 50 mL）。凭借全新的设计，在加液时可达到更高的分辨率和精确度。

规格说明书：

- 分辨率：250000 个步距每计量管体积
- 加液时间/加液时间：10 秒