



IONIC Titrator 的 KFT 附件

6.05609.020

完整的附件套件，用于使用 IONIC Titrator 执行容量式卡尔·费休滴定法

Scope of delivery 6.05609.020

Order Number	Description	Quantity
6.1903.020	搅拌子 / 16 毫米	1 PCS

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



6.1903.030	搅拌棒 / 25 mm	1 PCS
------------	-------------	-------

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



6.00346.100	双 Pt 环形电极，用于容量分析	1 PCS
-------------	------------------	-------

卡尔·费休滴定法用指示电极，由于具有两个熔融在一起的铂环，比传统铂销电极（6.0338.100）更坚固，更易于清洗。



6.01405.010

OMNIS 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

1 PCS

滴定杯上部，用于通过一个 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。




6.01406.010

带盖子的吸附管

1 PCS

带盖子的吸附管，用于 OMNIS 容量式卡尔·费休水分滴定仪



6.01406.220

20 – 90 mL 滴定杯

1 PCS

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 20 – 90 mL 滴定杯。



6.01408.010

卡尔·费休滴定杯的密封套件

1 PCS

完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。



6.01543.120

防扩散喷头

1 PCS

带防扩散阀门的滴定头，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪。



6.02709.010

塞子

3 PCS

塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。



6.02709.020

隔塞

1 PCS

塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。



6.02709.030

螺旋接头

2 PCS

塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。



6.02801.000 **用于吸附管的棉花** 1 PCS

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



6.1448.010 **垫片，12毫米，5片** 1 PCS



每套5件。

6.2816.020 **注射器，10毫升，带Luer接头。** 2 PCS



用于许多种 IC 及 VA 应用

6.2816.030 **带 Luer 式接头的针头** 2 PCS



用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。

6.02104.060

电极电缆（极化）P 型插头，0.75 m

1 PCS

用于将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到模拟测量模块或测量接口上的电缆。

