




升级蠕动泵模块

6.05800.080

该套件包含用于将一个“蠕动”泵模块（2 通道）在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 里升级为“蠕动”泵模块（4 通道）所需的所有组件。除了所需的泵以外，包含了所有所需的管和液罐，以便分别装备另一台冲洗和抽液泵。与 OMNIS Software 版本 2.13.2、2.17 或以上兼容。

Scope of delivery 6.05800.080

Order Number	Description	Quantity
6.01543.100	自动抽吸尖管 抽吸尖管，用于自动 OMNIS 滴定法。	1 PCS
		
6.01805.000	FEP 管路连接 / M6 / 66.5 cm 带遮光罩和弯折保护。	3 PCS
		
6.01805.010	PTFE（聚四氟乙烯）管路连接 / M8 / 66.5 cm 带遮光罩和弯折保护。	1 PCS
		

6.05001.010

“蠕动”泵模块附件组（2 通道）

1 PCS



此附件组含有“蠕动”泵模块上冲洗和抽吸泵软管连接所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各两个压紧夹和泵管。

6.1621.000

容器，10升

2 PCS



用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。

6.1621.100

10升的桶的盖子

2 PCS



10升的桶的盖子。 可对充满液体的桶方便、安全地进行输运

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

2 PCS



用于容器 6.1621.000。

6.2709.070

**导向套管 (Guiding sleeve)**

1 PCS

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与
6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips

6.2740.020

**冲洗喷嘴**

3 PCS

用于均匀喷洒冲洗液。

Optional accessories

2.1016.0010

蠕动泵模块（2 通道）



用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。此工作站配备一台冲洗和抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。