



Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

6.0729.100

带双结系统和单独屏蔽层的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

该参比电极特别适用于：

- 非水溶液样品
- 电位差计

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器在交付的时候没有填充电解液。

Scope of delivery 6.0729.100

Order Number	Description	Quantity
6.2008.040	存放容器	1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的
支架。

Optional accessories

6.1243.030
参比电极的隔膜



6.0726.1XX和6.0729.1XX参比电极的备用磨口接合 (ground-joint) 隔膜

6.2308.020
电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)



电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

6.2310.010
电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL



电解液 KNO_3 1 M (用于复合银电极的参比电解液)

6.2320.000

**TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙
二醇 (250 毫升)**

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr})$
= 0.4 mol/L, 250毫升



6.2104.020

1米的电极电缆, F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试
仪 (F型插座)。



6.2129.010

差频放大器, 插头 F

采用插头 F 的差频放大器, 用于 Titrandos (供电单元必须单独
订购: 6.2117.000 电源 EU 230V/9V AC)
也可以作为完整套件提供: 6.5104.030 差频放大器 / 插头 F /
230 V EU

