



LL ISE 参比电极

6.0750.100

带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。
 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

Scope of delivery 6.0750.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2106.020
电缆 (Strand) / 1米/ 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



6.2103.140
2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.2308.020
电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.2310.010

电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL

电解液 KNO_3 1 M (用于复合银电极的参比电解液)



6.2320.000

0.4 mol/L 的 TEABr 乙二醇溶液 (250 mL)

电解液 TEABr (四乙基溴化铵的乙二醇溶液), $c(\text{TEABr}) = 0.4$ mol/L



6.2106.060

电缆 (Strand) / 2米/ 2x B

电极电缆, 带2x B型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极

