



样品架，159 x 2 mL 和 3 x 300 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.480

与 858 Professional Sample Processor 适配的样品架，用于 159 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器：2 mL (Eppendorf)、6.1608.080、6.1627.000。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

6.1608.080
试剂瓶 / 300毫升

IC样品处理器的冲洗瓶



6.1627.000
PE 聚乙烯瓶, 125 mL, 用于离子色谱

该瓶用于全自动稀释过程。



6.1627.100
带隔垫的螺盖, 痕量分析

由于因隔垫导致的污染可忽略不计, 因此隔垫旋转扣环适用于痕量分析。适合长时间保持标准。PE 瓶用隔垫旋转扣环, 125 mL (6.1627.000) 和 PE 瓶, 50 mL (6.1608.100)。



6.2072.000

**瓶适配器，用于 6.1627.000 至
6.2041.440**



使用此瓶适配器可将 125 mL 的 PE 聚乙烯瓶置放在 148 x 11 mL + 3 x 300 mL 的样品盘上 (6.2041.440)。