



离子色谱装备：LQH 灵快量化液体处理台，左侧

6.5330.130

用于在 Professional Sample Processor 上安装 LQH 的附件组。冲洗供水可通过蠕动泵或 Dosino 完成。

Scope of delivery 6.5330.130

Order Number	Description	Quantity
6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 (捕获柱) Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation» (英蓝技术)。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。	1 PCS
		
6.1602.160	淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45 用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。	1 PCS
		
6.1608.070	淋洗液瓶 / 2升 / GL 45	1 PCS
		

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

1 PCS



6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

1 PCS



转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上

6.1826.390

泵管 LFL（黄色/黄色），三个堵头

1 PCS



用于样品溶液，用在在线过滤中。

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.2744.010

压力螺丝5x**1 PCS**

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通**1 PCS**

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



6.2841.120

灵快量化液体处理台，左侧**1 PCS**

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。

