



IC 离子色谱设备：Dosino 再生

6.5330.190

用于安装 Dosino 以实现万通抑制模块（MSM）自动再生的附件组。

Scope of delivery 6.5330.190

Order Number	Description	Quantity
6.1602.160	淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45 用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。	1 PCS
6.1618.020	S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器 将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器	1 PCS
6.1624.000	SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂 转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上	1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

1 PCS

带光照保护和扭折保护



6.1829.020

FEP吸液管, M6, ×0.5米

1 PCS

用于加液单元




6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

1 PCS

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

1 PCS

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



6.2821.120

在线过滤器, 2 μ m

1 PCS

在线过滤器, 2 μ m



6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

1 PCS

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

1 PCS

