



离子色谱渗析装备：带加液单元的柱后衍生

6.5330.400

离子色谱渗析装备：使用带加液单元的柱后衍生，可以输送含 800 Dosino 的柱后衍生试剂。例如，用于在柱后衍生后进行 UV / VIS 活性组分的光度测定。

Scope of delivery 6.5330.400

Order Number	Description	Quantity
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	2 PCS
		
6.1805.110	FEP管 / M6 / 80厘米 带光照保护和扭折保护	3 PCS
		
6.1619.000	807 Dosing Unit 的吸附管	2 PCS
		

6.2744.010

压力螺丝5x

1 PCS

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

1 PCS

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



6.1819.100

FEP 吸管，用于 2 L 瓶

2 PCS

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



6.1602.160

淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

2 PCS

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



6.2744.200


转接器，外UNF 10/32 / 内M6

1 PCS

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。

6.1624.000


SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

2 PCS

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上

6.1831.030


PEEK 毛细管，内径0.75 毫米 / 3 米

1 PCS

用于所有IC 元件。

6.2057.250


用于柱后衍生的 Dosino 支架

1 PCS

柱后衍生 Dosino 用的离子色谱仪 Dosino 支架

6.3033.150

加液单元柱后衍生 5 mL

1 PCS



5 mL 加液单元专用于将溶液输送到离子色谱中进行柱后衍生 (PCR)。