



CVS 电极设备，配备 1 mm 铂电极，用于 Professional VA 伏安测量/ CVS 仪器

6.5339.000

用于在电镀池中以 CVS 技术 («Cyclic Voltammetric Stripping», 循环伏安溶出分析) 测定有机添加剂的整套电极套件。包括旋转铂工作电极 (电极直径: 1 mm)、参比电极、铂辅助电极、量杯和电解液。

Scope of delivery 6.5339.000

Order Number	Description	Quantity
6.0343.100	分体式铂柱电极 伏安测量和 CVS 用铂辅助电极。	1 PCS
		
6.0728.130	LL-Ag/AgCl-参比电极，用于 CVS 含电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的内部参比系统。供搭配塑料电解槽 6.1245.010 使用。	1 PCS
		
6.1204.190	铂金电极头 1 mm，用于 CVS 铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $1 \text{ mm} \pm 0.02 \text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm。温度范围：0 – 50° C。	1 PCS
		

6.1204.510

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

1 PCS



旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴），螺纹 M3。

6.1245.010

塑料材质电解液容器

1 PCS



带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。

6.1415.210

滴定杯 / 10至90毫升

1 PCS



6.1415.250

滴定杯 / 50至150毫升

1 PCS



6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)

6.2310.010

电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL

1 PCS

电解质 KNO_3 1 M (用于复合银电极的参比电解液)