



μStat-i 400s 恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (EIS)

DRP-STAT-I-400S

μStat-i 400s 是一款便携式恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (EIS)，可用于伏安法、安培法、电位法和 EIS 测量。它由锂离子电池供电，可通过 USB 和无线方式轻松连接至 PC。

Scope of delivery DRP-STAT-I-400S

Order Number	Description	Quantity
DropView 8400M	DropView 8400M 软件 DropView 8400M 是所有 Metrohm DropSens 电化学仪器的高级配套软件，让您能够轻松直观地进行电化学实验。该软件可自动检测所连接的仪器并调整菜单。借助快捷按键和下拉菜单，操作电化学仪器变得异常简单。 主要特性： 视各设备的具体功能而定： <ul style="list-style-type: none">– 简单易用，直观便捷– 高级电化学软件– 包含所有主要恒电位与恒电流技术（包括 EIS）– 包含用于腐蚀、阻抗分析或氢渗透实验数据处理的高级功能– 支持远程连接的软件功能，可实现多用户协同操作– 支持独立通道或多通道配置，可在多个工作电极共享辅助电极与参比电极的情况下进行测量– 一键导出任意格式，一键保存与加载方法段、曲线及测量数据– 可通过多种选项（包括3D绘图）处理和设计实验视图– 使用脚本命令对常规实验进行编程，使用手动脚本命令创建您自己的电化学技术– 通过 PIO 配置实现对外部设备/系统的自动控制 运行 DropView 8400M 的计算机要求： <ul style="list-style-type: none">– 兼容 Windows 8、8.1、10 或 11。兼容 Mac OS X、“Mountain Lion”或更高版本（需申请开通）。– 需 8GB 的可用 RAM 空间– 64 位（x64）处理器。- RAM 最低要求 16GB，建议 32GB。– 屏幕分辨率最低要求为 1024×768，建议 1280×1024	1 PCS