



797 VA Computrace 用于痕量分析

MVA-01

用于采用伏安法分析痕量和成分构成的分析系统。用于手动操作。该系统适用于在常规和研发实验室中进行大量分析。由 797 VA Computrace 组成。不包括计算机。

Optional accessories

2.800.0010

800 Dosino (电缆 1.5 m)



800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统



843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。

2.843.0140

843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统



843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。

2.846.0010

846 Dosing Interface



带 USB 功能的控制单元，用于连接多至四台 800 Dosino 或 805 Dosimat 进行加液和 Liquid Handling 作业。需要 Touch Control 或连至安装有 OMNIS Software、**tiamo**™、MagIC Net, viva 或 797 VA Computrace 的计算机进行操作。

6.2055.100

试剂瓶固定器，双瓶



试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL



807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。