



797 VA Computrace, 用于 CVS

MVA-11

用于在电镀池中以 CVS 技术 («Cyclic Voltammetric Stripping», 循环伏安溶出分析) 测定有机添加剂的分析系统。由用于 CVS 的 797 VA Computrace 组成。所有溶液的添加均手动进行。不包括计算机。

Optional accessories

2.800.0010
800 Dosino (电缆 1.5 m)

800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。
配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



6.1204.170
铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹
接头 M3。温度范围：0 – 40° C。



6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮
光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP
管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.1204.190

铂金电极头 1 mm, 用于 CVS



铂 (Pt) 制金属电极, 电极片直径为 $1\text{ mm} \pm 0.02\text{ mm}$, 表面经打磨, 玻璃制电极杆, 螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm。温度范围: $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。