





## Zubehör zu 6.3026.220

Das Zubehör ist nachfolgend in die Bereiche Lieferumfang und Optionales Zubehör aufgeteilt. Halten Sie diesen Ausdruck zur Bestellung von Ersatzmaterialien bereit.

Änderungen zu diesen Zusammenstellungen sind vorbehalten.

### Lieferumfang 6.3026.220

Anz.	Best.-Nr.	Beschreibung	
1 Stk.	6.1542.020	Flachhahn / PCTFE/PTFE	
1 Stk.	6.1543.060	Spitze / Gewinde M6  Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.	
1 Stk.	6.1563.030	Lichtschutz für Glaszylinder der 806 exchange units Für Wechseinheiten 6.3026.XXX	
1 Stk.	6.1602.105	Flaschenaufsatz / GL 45 / grün  Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.	

---

**1 Stk.**    **6.1608.023**    **Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45**  
Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



---

**1 Stk.**    **6.1805.010**    **FEP-Schlauch / M6 / 13 cm**  
Mit Licht- und Knickschutz.



---

**1 Stk.**    **6.1805.080**    **FEP-Schlauch / M6 / 25 cm**  
Mit Licht- und Knickschutz.



---

**1 Stk.**    **6.1819.020**    **Kanüle**  
Für Gewindebohrungen M6. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX



---

**1 Stk.**      **6.2023.020**      **Schliffklammer NS 14/15**

Schliffklammer für NS 14/15.






---

**1 Stk.**      **6.2046.070**      **Schildhalter**

Halterung für Beschriftungsschilder zu Wechseleinheiten 6.3026.XXX.



## Optionale Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung	
<b>6.1563.040</b>	<b>Thermostatmantel für 806 Exchange Units</b> Für Wechseinheiten 6.3026.XXX	
<b>6.1576.220</b>	<b>Wechseinheit-Grundkörper / 20 mL</b>	
<b>6.1608.030</b>	<b>Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45</b>	
<b>6.1608.040</b>	<b>PE Flasche / 1000 ml / GL 45</b> Zu Wechseinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	