





Zubehör zu 6.2841.120

Das Zubehör ist nachfolgend in die Bereiche Lieferumfang und Optionales Zubehör aufgeteilt. Halten Sie diesen Ausdruck zur Bestellung von Ersatzmaterialien bereit.

Änderungen zu diesen Zusammenstellungen sind vorbehalten.

Lieferumfang 6.2841.120



Anz.	Best.-Nr.	Beschreibung	
1 Stk.	6.1801.120	PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m	
1 Stk.	6.1808.050	Schlauchadapter Olive / M8 aussen 1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für Thermostatmantel der Wechseinheiten und Stabilitätsmessgeräte.	
1 Stk.	6.2621.030	Inbusschlüssel 4 mm	
1 Stk.	6.2621.140	Inbusschlüssel 2.5 mm	

2 Stk. **6.2744.060** **Gewindestopfen**

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionale Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung	
6.2762.100	Mischgefäß zu Liquid Handling Station	
	Ersatzmischgefäß zu den kombinierten Spül- und Verdünnungsstationen.	
6.2762.110	Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100	
	Ersatzdeckel zu Mischgefäß.	
6.2762.200	Durchsichtiger Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100, PMMA	
	Durchsichtiger Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100, zur Sichtkontrolle im Mischgefäß.	