


Accesorios de 2.700.0020

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 2.700.0020

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	1.700.0020	700 Dosino El 700 Dosino es un accionamiento para unidad de dosificación. Con cable fijo y miniconector DIN.	
1 pzs	6.1546.030	Pinza de pistón Para pistón de PTFE de unidad de dosificación	
1 pzs	6.2148.040	Cada de adaptador para Dosino 700 a partir de la serie 23	

Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción	
6.2134.010	Adaptador conector DB9 / conector mini-DIN8	
	Enchufe DB9, toma mini-DIN8. Por ej. para la conexión de Dosino 700.0020 con enchufe mini-DIN8 al 726, 796 Titroprocessors	
