

Accesorios de 2.803.0010

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 2.803.0010

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	1.803.0010	803 Ti Stand con agitador y bomba	 <p>Stand de valoración compacto con agitador magnético y bomba integrada para la adición de disolventes y la aspiración del contenido del recipiente de valoración. Apto para valoraciones Karl Fischer con Titrando. Puerto MSB. Incluye accesorios completos, botella de disolvente y de residuos.</p>
2 pzs	6.1446.040	Tapón roscado / M6	
1 pzs	6.1446.060	Tapón / B-14/15 / M10	
1 pzs	6.1446.090	Tapón/ B-14/15 / M8	

1 pzs **6.1543.110** **Punta de dosificación, rosca M8**

Punta de transferencia, rosca M8



1 pzs **6.1543.120** **Punta de aspiración / Rosca M8**

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



2 pzs **6.1602.105** **Adaptador para botella / GL 45 / verde**

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 pzs **6.1608.023** **Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45**

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



1 pzs **6.1608.030** **Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45**



1 pzs 6.1609.010 Tubo de adsorción con boquilla de tubo

Tapa con boquilla de tubo.



1 pzs 6.1623.000 Protección contra rebose Ti Stand

Para 803 Ti Stand



1 pzs 6.1801.120 Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 pzs 6.1805.200 Tubo PTFE / M8 / 0.5 m



1 pzs **6.1808.050** **Oliva de tubo / M8 exterior**
1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 pzs **6.1819.030** **Tubo**
Para orificios roscados M8. Para adaptador para botella 6.1602.1XX E2135y botellas 6.1608.0XX



1 pzs **6.1819.050** **Tubo**
Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat



1 pzs **6.2001.060** **Consola de soporte sin barra de soporte**
Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrand, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.



1 pzs **6.2013.010** **Anillo de ajuste**

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 pzs **6.2016.070** **Barra de soporte / 400 mm**



1 pzs **6.2023.020** **Abrazadera para EN 14/15**

Abrazadera para EN 14/15



1 pzs **6.2621.070** **Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor**






1 pzs **6.2621.130** **Llave hexagonal 2 mm**
2 mm.



1 pzs **6.2739.000** **Llave**
Para apretar conexiones



Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción	
6.1821.070	Punta de aspiración con racor M10	
<p>Para aspirar el reactivo en combinación con el 803 Ti Stand y la célula volumétrica Karl Fischer. La punte de aspiración es apto para tubos con rosca M8. El racor tiene una rosca M10.</p>		
6.2001.090	Base ambos lados	
<p>Consola de soporte doble para fijar dos 801, 803, 804 a un Titrande</p>		
6.2151.010	Cable MSB enchufe / conector	
<p>Cable de extensión para racores MSB y para Touch Control - Titrande. Miniconector DIN - Minienchufe DIN</p>		