






Accesorios de 6.05800.030

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 6.05800.030

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
3 pzs	6.01805.000	Conexión de tubo de FEP / M6 / 66,5 cm Con protección contra la luz y la rotura	
1 pzs	6.01805.010	Conexión de tubo de PTFE / M8 / 66,5 cm Con protección contra la luz y la rotura.	
1 pzs	6.05001.010	Set de accesorios para módulo de bombeo "peristáltico" (2 canales) El set de accesorios contiene todos los componentes necesarios para unir mediante tubos flexibles una bomba de descarga y una bomba de aspiración al módulo de bombeo "peristáltico". Además de incluir tubos prefabricados con conector Luer, cada uno incluye dos abrazaderas de presión y tubos de bomba.	
1 pzs	6.1543.170	Punta de aspiración/Rosca M8 Punta de aspiración para los Sample Processors.	
2 pzs	6.1621.000	Bidón / 10 L Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.	

2 pzs **6.1621.100** **Tapa para bidón de 10 L**
Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



2 pzs **6.1828.000** **Boquilla de conexión PVDF**

Para bidón 6.1621.000.



1 pzs **6.2709.070** **Manguito guía**
Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



3 pzs **6.2740.020** **Tobera de atomización**

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.

