




## Accesorios de 6.1204.140

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

## Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción	
<b>6.2103.110</b>	<b>Clavija de contacto M3/2mm</b>	
<p>Para el mango de electrodo 6.1241.060 y puntas de electrodo 6.1204.1XX. Con rosca M3. Para equipos VA y aplicaciones ELCD.</p>		
<b>6.2802.000</b>	<b>Kit de pulido para electrodos sólidos</b>	
<p>Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)</p>		
<b>6.2802.010</b>	<b>Kit de pulido para electrodos de disco rotatorio</b>	
<p>Kit de pulido formado por carcaj de pulido, 4 paños y polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)</p>		