




Accesorios de 6.5617.000

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 6.5617.000

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	6.1446.060	Tapón / B-14/15 / M10	
1 pzs	6.1446.080	Tapón roscado / M8	
1 pzs	6.1543.070 661 Pump Unit	Punta de aspiración/Rosca M6	
1 pzs	6.1602.105	Adaptador para botella / GL 45 / verde	
		Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.	

1 pzs **6.1608.030** **Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45**



1 pzs **6.1609.000** **Tubo de adsorbedor / grande y doblado**
Para llenar con material de adsorción.



1 pzs **6.1805.060** **Tubo de FEP / M6 / 60 cm**
Con protección contra luz y doblado.



1 pzs **6.1805.080** **Tubo de FEP / M6 / 25 cm**
Con protección contra luz y doblado.



1 pzs	6.2023.020	Abrazadera para EN 14/15	
		Abrazadera para EN 14/15	
<hr/>			
1 pzs	6.2055.100	Soporte de botella doble	
		Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de aspiración 6.5617.000	
<hr/>			
1 pzs	6.2730.030	Tapón	
		Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.	
<hr/>			
1 pzs	6.3032.250	Unidad de dosificación 50 mL	
		Unidad de dosificación con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 50 mL y protección contra la luz, se puede montar sobre botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL45. Racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión.	

Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción
2.800.0010	800 Dosino
Accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm).	