

Accesorios de AUT.RRDE

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico AUT.RRDE

Uds.	N.º de ped.	Descripción
1 pzs	RRDE.PTPT	Electrodo de disco-anillo rotatorio, disco de platino, anillo de platino

La punta del electrodo de disco-anillo rotatorio consta de un disco de platino de 5 mm con un anillo de platino concéntrico a una distancia de 375 μm , lo que produce una eficiencia de recolección nominal del 24,9 %.



Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción
-------------	-------------

RRDE.AUPT **Electrodo de disco-anillo rotatorio, disco de oro, anillo de platino**

La punta del electrodo de disco-anillo rotatorio consta de un disco de oro de 5 mm con un anillo de platino concéntrico a una distancia de 375 μm , lo que produce una eficiencia de recolección nominal del 24,9 %.



RRDE.GCPT **Electrodo de disco-anillo rotatorio, disco de GC, anillo de platino**

La punta del electrodo de disco-anillo rotatorio consta de un disco de GC de 5 mm con un anillo de platino concéntrico a una distancia de 375 μm , lo que produce una eficiencia de recolección nominal del 24,9 %.

