





Accesorios de 6.5330.120

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 6.5330.120

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	6.1562.130	Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL para procesadores de muestras	
		Tubo de transferencia para dilución de muestras y concentración con el Dosino en procesadores de muestras.	
1 pzs	6.1602.150	Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32	
		Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.	
2 pzs	6.1608.070	Botella de eluyente / 2 L / GL 45	
1 pzs	6.1803.070	Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 40 cm	
		Tubo capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit	

2 pzs **6.1803.080** **Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 1 m**
Capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 pzs **6.1819.110** **Tubo de aspiración FEP para bidón**

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 pzs **6.1826.380** **Tubo flexible de bomba LFL (gris/gris) con 3 fijaciones**
Para la dilución en línea.



1 pzs **6.1903.000** **Varilla de agitador / 8 mm**
Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 8 mm de largo



-
- 1 pzs** **6.2744.010** **Tornillo de presión 5x**
Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



-
- 1 pzs** **6.2744.034** **Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x**
Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



-
- 1 pzs** **6.2744.160** **Unión de tubo flexible de bomba con seguro**
Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



-
- 1 pzs** **6.2744.200** **Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior**
Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



-
- 1 pzs** **6.2841.120** **Estación Liquid Handling, izquierda**
Estación de lavado y de dilución para cambiadores de muestras con cabezal de giro. Para montar al lado izquierdo de la torre.



1 pzs 6.3032.210 Unidad de dosificación 10 mL

Unidad de dosificación con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 10 mL y protección contra la luz, se puede montar sobre botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL45. Racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión.

