

Accesorios de Booster20A

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico Booster20A

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	Booster20A Dummy cell	AUTSERV.BSTR20.CELL Célula ficticia de 50 mOhm para probar el Booster20A.	
1 pzs	BST.DIO.CABLE	Cable de interfaz digital para elevadores de voltaje Cable de controlador digital para los aparatos Booster10A y Booster20A de Autolab.	
1 pzs	BST.EMER.BUTN	Botón de parada de emergencia del Booster El Booster20A está equipado con un botón de parada de emergencia que puede colocarse muy cerca del aparato. Este botón puede utilizarse para desconectar inmediatamente el Booster20A de la célula si fuera necesario.	
1 pzs	CABLE.PWR	Cable de alimentación Cable de alimentación estándar para aparatos y accesorios de Autolab.	