





Accessoires pour 2.801.0040

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

Contenu de la livraison 2.801.0040

Pcs.	N° de cde	Description	
1 pcs	1.801.0010	801 Stirrer Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attachant pour MSB (Metrohm Serial Bus).	
1 pcs	6.1903.020	Barreau d'agitation / 16 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm	
1 pcs	6.1903.030	Barreau d'agitation / 25 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.	
1 pcs	6.2001.060	Console statif sans potence Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrando, Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867	

1 pcs **6.2013.010** **Bague d'arrêt**

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 pcs **6.2016.070** **Potence / 400 mm**



1 pcs **6.2021.020** **Support d'électrode**
Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette




1 pcs **6.2621.070** **Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor**



1 pcs **6.2621.130** **Clé hexagonale 2 mm**
2 mm.



Accessoires optionnels

N° de cde	Description	
6.2001.090	Embase accessible des deux côtés	
	Support de potence double pour la fixation de deux agitateurs 801, 803, 804 sur un Titrande	
6.2151.010	Câble MSB fiche / prise	
	Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrande. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN	