





Accessoires pour 2.821.0015

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

Contenu de la livraison 2.821.0015

Pcs.	N° de cde	Description	
1 pcs	1.821.0015	821 Compact Online IC Process Analyzer (115 V) Système CI «online compact pour l'analyse séquentielle d'anions ou de cations jusqu'à 10 lignes d'échantillons. Équipé du Module Suppresseur Metrohm «MSM II, ordinateur industriel, système d'alimentation sans coupure, modem, cartes de contrôle. Version 115 V.	
2 pcs	6.1602.170	Siphon pour bidon Siphon pour bidons d'éluants 30 L dans les appareils Online IC.	
1 pcs	6.1609.000	Tube sécheur grand, courbé Pour remplissage avec matériau d'adsorption.	
2 pcs	6.1621.010	Bidon en PE / 30 L Bidon d'éluant pour les appareils CI online.	

2 pcs **6.1621.110** **Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L.**

Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L. Pour le transport aisé et sur de bidons pleins.



1 pcs **6.1826.020** **Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)**

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



2 pcs **6.1834.040** **Tuyau d'aspiration pour Online IC**

Pour appareils CI online



1 pcs **6.2617.010** **Outil pour joint de piston**

Pour enlever et monter le joint de piston dans toutes les pompes CI



1 pcs **6.2621.000** **Clé à molette**

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



1 pcs **6.2621.030** **Clé hexagonale 4 mm**



1 pcs **6.2724.040** **Filtre de rechange pour filtre à poussière pour Online IC, 5 pièces**



1 pcs **6.2744.010** **Vis de pression 5x**
Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



3 pcs **6.2744.080** **Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32**

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



10 pcs **6.2744.140** **Adaptateur UNF 10/32 pour 1/4-28**
Adaptateur pour la connexion de capillaires 1/16 in. aux positions de courants d'échantillons du Online IC



1 pcs **6.2816.020** **Seringue 10 mL avec raccord Luer**
Pour différentes applications de CI et VA.



1 pcs **6.2816.040** **Canule de purge**
Avec tuyau PTFE et raccord Luer. Pour seringues. Pour aspirer les éluants.



1 pcs **6.2821.090** **Filtre d'aspiration**
Dimensions des pores 20 µm. Jeu de 5 pièces. Pour tuyau d'aspiration 6.1834.000 et tubes de filtration 6.1821.040 et 6.1821.050.






1 pcs **6.2821.130** **Filtre de rechange pour filtre inline**
Filtre de rechange pour filtre inline.



1 pcs **6.2824.100** **Tête de pompe (PEEK)**
En PEEK (exempt de métal). Complet, vis de fixation incluses.



Accessoires optionnels

N° de cde	Description	
6.1803.030	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1825.210	Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1825.220	Boucle d'échantillon en PEEK 100 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1826.060	Tuyau de pompe (orange/jaune) Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI	
6.2741.020	Joint de piston (orange) Pour toutes les pompes CI	

6.2755.000 Casette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



6.2824.070 Piston en oxyde de zirconium

Pièce de rechange pour Pompes CI



6.2831.000 Miroir de contrôle

Pour la détermination de position sur le MSM



6.2832.000 Rotor MSM A

Rotor pour supprimeur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Suppresseur Metrohm)



6.2832.010 Pièce de connexion pour MSM et MSM-LC

Avec tuyaux d'entrée et de sortie. Pour tous les appareils CI avec MSM (Metrohm Suppressor Module). Pour remplacement dans les appareils Professional IC de la génération 850, 881, 882 et 883 (produits avant 2017).



6.5904.030 Rotor pour injecteur à plaque plane (exempt de métal)

Pour tous les appareils CI avec injecteur exempt de métal



6.5904.050 Injecteur à boucle interne 0,25° μ L

Injecteur à plaques planes avec boucle interne 0,25° μ L



6.5904.060 Rotor (boucle interne, 0,25 μ L)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.5904.050), boucle interne 0,25 μ L



6.5904.070 Rotor (boucle interne, 1,0 μ L)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.9956.001), boucle interne 1,0 μ L

