


## Accessoires pour 2.136.0800

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

### Contenu de la livraison 2.136.0800

Pcs.	N° de cde	Description
1 pcs	1.136.0800	<b>Autosampler MMS 5000</b>
		L'Autosampler MMS 5000 d'Analytik Jena pour une utilisation avec le Metrohm Combustion IC pour l'analyse complètement automatique des échantillons solides et liquides. Pour adapter le passeur d'échantillons multi matrices modulaire au bon type d'échantillon, on doit utiliser le kit liquides (6.7303.000) ou le kit solides (6.7302.000).



## Accessoires optionnels

N° de cde	Description	
6.7301.150	<b>Matériau porteur en quartz pour échantillons liquides</b>	
	Matériau porteur pour injections d'échantillons liquides, 3 p.	
6.7302.000	<b>Kit pour échantillons solides pour MMS 5000, 35 positions</b>	
	Kit pour échantillons solides pour MMS 5000 avec rack pour navettes d'échantillons, pince et 10 navettes en verre à quartz.	
6.7302.100	<b>Navettes en verre à quartz 40 × 9 mm</b>	
	Navettes en verre à quartz pour injection d'échantillon dans le Combustion Module, 10 p.	
6.7302.310	<b>Rack d'échantillons 35 positions pour échantillons solides</b>	
	Pour matières solides.	
6.7303.000	<b>Kit pour échantillons liquides pour MMS 5000, 112 positions</b>	
	Kit pour échantillons liquides MMS 5000 avec rack de récipients d'échantillon, seringue de 100 µL à aiguille interchangeable et 100 flacons à fermeture par encliquettement.	
6.7303.100	<b>Flacon à fermeture par encliquettement ND11, 1,5 mL</b>	
	Pour porte-liquides avec MMS 5000, 100 p.	
6.7303.110	<b>Fermeture septum ND11</b>	
	Pour porte-liquides avec MMS 5000, 100 p.	

---

**6.7303.200      Seringue 50  $\mu$ L à aiguille interchangeable**

Aiguille de rechange pour MMS 5000, configuration pour liquides



---

**6.7303.210      Seringue 100  $\mu$ L à aiguille interchangeable**

Aiguille de rechange pour MMS 5000, configuration pour liquides



---

**6.7303.220      Aiguilles pour seringues 50  $\mu$ L/100  $\mu$ L, 3 p.**

Aiguille de rechange pour seringues pour MMS 5000, configuration pour liquides



---

**6.7303.310      Rack d'échantillons 112 positions pour échantillons liquides**

Pour échantillons liquides.

