

Accessoires pour 6.1462.070

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

Accessoires optionnels

| N° de cde | Description | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1458.010 | Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9 Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9. |  |
| 6.1458.020 | Tête de titrage / 4 raccords M10 Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris. |  |
| 6.1458.030 | Tête de titrage KF/ 4 raccords M10 Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris. |  |
| 6.1458.040 | Tête de titrage / 3 x NS 14 Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration. |  |
| 6.1458.070 | Tête de titrage / 2 x NS 14 Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 75 mL. Avec 2 orifices NS 14 et 2 orifices 6,4 mm ainsi que 3 pointes de distribution intégrées. Adaptée à l'équipement de rinçage et d'aspiration |  |