



## Accessoires pour 6.2148.010

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

## Accessoires optionnels

N° de cde	Description	
<b>6.2141.320</b>	<b>Câble «remote» Compact Sample Changer - Remote Box MSB</b>	
Câble «remote (9 pin) pour la connexion d'un 869 Compact Sample Changer à la Remote Box MSB (6.2148.010).		
<b>6.2151.010</b>	<b>Câble MSB fiche / prise</b>	
Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrando. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN		