


## Accessoires pour BA.S

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

## Accessoires optionnels

N° de cde	Description	
<b>RRDE.AUPT.S</b>	<b>Électrode tournante à disque et à anneau, disque en or, anneau en platine</b>	<p data-bbox="130 481 1260 533">La pointe de l'électrode RRDE est constituée d'un disque en or de 5 mm avec un anneau concentrique en platine à une distance de 375 <math>\mu\text{m}</math> dont l'efficacité de collecte théorique est de 24,9 %.</p> 
<b>RRDE.GCPT.S</b>	<b>Électrode tournante à disque et à anneau, disque en carbone vitreux, anneau en platine</b>	<p data-bbox="130 795 1157 846">La pointe de l'électrode RRDE est constituée d'un disque en carbone vitreux de 5 mm avec un anneau concentrique en platine à une distance de 375 <math>\mu\text{m}</math> dont l'efficacité de collecte théorique est de 24,9 %.</p> 