

Accessoires pour BA

Les accessoires sont répartis ci-après dans les sections Contenu de la livraison et Accessoires optionnels. Utilisez cet imprimé pour les commandes de pièces de rechange. Sous réserve des droits de modification de ces listes.

Accessoires optionnels

N° de cde	Description
-----------	-------------

RRDE.PTPT.S **Électrode tournante à disque et à anneau, disque en platine, anneau en platine**

La pointe de l'électrode RRDE est constituée d'un disque en platine de 5 mm avec un anneau concentrique en platine à une distance de 375 μm , dont l'efficacité de collecte théorique est de 24,9 %.

