



OMNIS Titrator Basic KFT

2.1001.6220

Der OMNIS Titrator Basic KFT bietet Ihnen das komplette Paket für volumetrische Karl-Fischer-Titration. Im Paket enthalten ist der OMNIS Titrator mit Magnetrührer für die volumetrische Karl-Fischer Titration, die Solvent Pump für den manuellen Reagenzwechsel, allem notwendigen Zubehör für die volumetrische Karl-Fischer-Titration und eine Stand-alone Lizenz der OMNIS Software. Die Titration kann nur mit der internen Bürette des OMNIS Titrators durchgeführt werden.

Lieferumfang 2.1001.6220

Order Number	Beschreibung	Menge
1.1029.0010	Solvent Pump Solvent Pump wird mit einem Eco KF Titrator für die sichere Zugabe und das Absaugen des Titriergefäßinhalts ohne Kontakt zu Reagenzien verwendet.	1 PCS
6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter Adapter für den Anschluss von Reagenzflaschen mit 3S-Technologie an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.	1 PCS
6.1546.030	Kolbenzange Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.	1 PCS



6.01601.000

Flaschenaufsatz multi-use

1 PCS



Wiederverwendbarer Flaschenaufsatz (Bottle Cap) mit 3S-Technologie für den Anschluss von Reagenzflaschen an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.

6.2016.050

Stativstange / 300 mm

1 PCS



6.2013.010

Stellring

1 PCS



Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.

6.06000.000

OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS Software Datenträger

1 PCS

Lizenzbasiertes PC-Programm für die Steuerung von komplexen OMNIS Analysensystemen.

- Probenorientierte Arbeitsvorschriften mit zahlreichen Vorlagen
- Grafischer Methoden-Editor mit zahlreichen Vorlagen
- Übersichtliche und professionelle Probenlisten
- Verwaltung von Geräten, Arbeitssystemen, Sensoren, Lösungen
- Dialogsprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch

6.03004.210


Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL

1 PCS

Intelligente Zylindereinheit 10 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen:

- Wässrige alkalische Lösungen
- Titrant 5
- Silbernitrat Lösungen
- Nichtwässrige alkalische Lösungen
- Permanganat Lösungen
- EDTA Lösungen

Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

6.02101.011


Messmodul analog

1 PCS

Analoger Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von analogen Elektroden. Kompatibel mit OMNIS Software Versionen 2.18 oder höher.

6.06003.010

OMNIS Stand-Alone Lizenz

1 PCS

Ermöglicht den Stand-Alone Betrieb der OMNIS Software auf einem Windows™ Computer.



Merkmale:

- Die Lizenz enthält bereits eine OMNIS Geräte Lizenz.
- Muss über das Metrohm Lizenzierungsportal aktiviert werden.

6.2164.010

Tischnetzgerät 100 - 240 V/24 V DC

1 PCS

Tischnetzgerät für 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer und alle Eco Titratoren / Eco Dosimat.



6.05609.020

KFT Zubehör für IONIC Titrator

1 PCS

Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl Fischer Titration mit dem IONIC Titrator



Optionales Zubehör

1.1042.0010

Dosino Module (Kabel 0.75 m)



Das Dosino Module ist ein hochpräziser Antrieb für die platzsparende Erweiterung eines OMNIS Titriersystems um eine zusätzliche intelligente Bürette für Titrationsen, Dosierungen und weitere Liquid Handling Aufgaben. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.75 m).

1.1042.0020

Dosino Module (Kabel 2 m)



Das Dosino Module ist ein hochpräziser Antrieb für die platzsparende Erweiterung eines OMNIS Titriersystems um eine zusätzliche intelligente Bürette für Titrationsen, Dosierungen und weitere Liquid Handling Aufgaben. Mit fest montiertem Kabel (Länge 2 m).