



Pumpenmodul Peristaltik (2-Kanal)

2.1016.0010

Modul für den Einbau in den Modulträger der OMNIS Sample Robots Pick&Place. Diese Arbeitsstation ist mit einer Spül- sowie einer Absaugpumpe ausgestattet. Sie werden verwendet um die Sensoren in einem Pick&Place-Modul zu reinigen und den Probenbecher nach der Analyse zu leeren bevor er wieder ins Rack zurück gesetzt wird.

Lieferumfang 2.1016.0010

Order Number	Beschreibung	Menge
1.1016.0030	Pumpenmodul Peristaltik (2-Kanal) Modul für den Einbau in den Modulträger der OMNIS Sample Robots Pick&Place. Diese Arbeitsstation ist mit einer Spül- sowie einer Absaugpumpe ausgestattet. Sie werden verwendet, um die Sensoren in einem Pick&Place-Modul zu reinigen und den Probenbecher nach der Analyse zu leeren, bevor er wieder ins Rack zurückgesetzt wird.	1 PCS
		
6.01543.100	Absaugspitze Automation Absaugspitze für automatisierte OMNIS Titrationsen.	1 PCS
		
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	2 PCS
		

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

2 PCS



Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.

6.01803.000

Silikonschlauch 8/12 2.5 m

1 PCS




Silikonschlauch für den Anschluss an den Ablauf vom Pick&Place-Modul bzw. Pumpenmodul um ggf. überlaufende Lösung sicher in den Abfallkanister zu leiten.

6.01805.000

FEP-Schlauchverbindung / M6 / 66.5 cm

3 PCS



Mit Licht- und Knickschutz.

6.01805.010

PTFE-Schlauchverbindung / M8 / 66.5 cm

1 PCS



Mit Licht- und Knickschutz.

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

2 PCS

Für Kanister 6.1621.000.



6.2740.020

Sprühdüse

3 PCS

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



6.2709.070

Führungshülse

1 PCS

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



6.05001.010

Zubehörset Pumpenmodul "Peristaltik" (2-Kanal)

1 PCS

Das Zubehörset beinhaltet alle Komponenten, die für die Verschlauchung einer Spül- und einer Absaugpumpe am Pumpenmodul "Peristaltik" benötigt werden. Dazu gehören neben vorkonfektionierten Schläuchen mit Luer-Anschluss auch je zwei Anpressklammern und Pumpschläuche.



6.01804.500



Schlauchadapter zu Ablaufschlauch

1 PCS

Schlauchadapter zu Ablaufschlauch an Pick&Place Modulen und Pumpenmodulen im OMNIS Sample Robot Pick&Place.

Optionales Zubehör

6.05800.030

Upgrade Pumpenmodul Peristaltik



Dieses Set enthält alle Komponenten, die für den Upgrade eines Pumpenmodul "Peristaltik" (2-Kanal) auf ein Pumpenmodul "Peristaltik" (4-Kanal) im OMNIS Sample Robot Pick&Place benötigt werden. Zusätzlich zu den benötigten Pumpen, sind alle benötigten Schläuche und Kanister enthalten um je eine weitere Spül- und Absaugpumpe zu bestücken.

6.05700.010

Consumable Kit OMNIS Pumpenmodul (2-Kanal)



Je zwei Pumpschläuche und zugehörige Anpressklammern für den Ersatz im OMNIS Pumpenmodul. Mit einem Consumable Kit können zwei Peristaltikpumpen des Pumpenmodul neu bestückt werden.

6.05001.010

Zubehörset Pumpenmodul "Peristaltik" (2-Kanal)



Das Zubehörset beinhaltet alle Komponenten, die für die Verschlauchung einer Spül- und einer Absaugpumpe am Pumpenmodul "Peristaltik" benötigt werden. Dazu gehören neben vorkonfektionierten Schläuchen mit Luer-Anschluss auch je zwei Anpressklammern und Pumpschläuche.

6.05800.080

**Upgrade Pumpenmodul
Peristaltik**



Dieses Set enthält alle Komponenten, die für den Upgrade eines Pumpenmodul "Peristaltik" (2-Kanal) auf ein Pumpenmodul "Peristaltik" (4-Kanal) im OMNIS Sample Robot Pick&Place benötigt werden. Zusätzlich zu den benötigten Pumpen, sind alle benötigten Schläuche und Kanister enthalten, um je eine weitere Spül- und Absaugpumpe zu bestücken. Kompatibel mit OMNIS Software Version 2.13.2 und 2.17 oder höher.