



OMNIS Oven Module 2R

2.1017.0010

Modul für den Einbau in den Modulträger des OMNIS Sample Robots Oven. Diese Arbeitsstation nimmt das 2R Probenvial auf und transportiert dieses von der Übergabeposition in den Ofen und nach der Analyse wieder zurück.

Lieferumfang 2.1017.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1017.0010	OMNIS Oven Module 2R

OMNIS Oven Module 2R



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02041.140	OMNIS Probenrack 77 x 2R OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Oven, passend für 77 2R Probenvials.

