



Eco KF Titrator

2.1027.0010

Der neue Eco KF Titrator mit integriertem Magnetrührer und Touch sensitivem Display ist ideal für die routinemässige Wasserbestimmung. Vordefinierte Methoden ermöglichen eine reibungslose und einfache Inbetriebnahme des Gerätes. Neben GLP konformen Ausdrücken auf Papier oder PDF bietet der Eco KF Titrator auch die Möglichkeit Waagen anzubinden oder die Bestimmungsdaten per PC/LIMS Reporten an einen PC zu senden.

Lieferumfang 2.1027.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1027.0010	Eco KF Titrator

Der neue Eco KF Titrator mit integriertem Magnetrührer und Touch sensitivem Display ist ideal für die routinemässige Wasserbestimmung. Vordefinierte Methoden ermöglichen eine reibungslose und einfache Inbetriebnahme des Gerätes. Neben GLP konformen Ausdrücken auf Papier oder PDF bietet der Eco KF Titrator auch die Möglichkeit Waagen anzubinden oder die Bestimmungsdaten per PC/LIMS Reporten an einen PC zu senden.



1 STK

6.1446.080

Gewindestopfen / M8



1 STK

6.1546.040

Kolbenwerkzeug für Eco Dosimat/Eco Titrator

Werkzeug zum Entfernen und Montieren des Kolbens.



1 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1619.010

Adsorberrohr für Wechseleinheit



2 STK

6.1805.090

FEP-Schlauch / M6 / 31 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.020

Kanüle

Für Gewindebohrungen M6. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Stativstange / 400 mm



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



1 STK

6.2164.010

Tischnetzgerät 100 - 240 V/24 V DC

Tischnetzgerät für 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer und alle Eco Titratoren / Eco Dosimat.



1 STK

6.02712.000

Schutzabdeckung für Eco Dosimat / Eco Titrator

Schutzabdeckung für das Display des Eco Dosimat / Eco Titrator.



1 STK

6.6081.020

USB Stick für Eco KF Titrator

Datenträger zu Eco KF Titrator



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
2.1029.0010	Solvent Pump Solvent Pump wird mit einem Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer für die sichere Zugabe von Lösungsmittel und das Absaugen des Titriergefässinhalts ohne Kontakt zu Reagenzien verwendet. Mit optionalem Netzteil 6.2164.010 ist auch eine geräteunabhängige Verwendung möglich. 
6.02709.040	Verschlussstopfen Verschlussstopfen zu Titriergefässoberteilen 6014050X0. 
6.02711.000	Pastenlöffel Geeignet zum Einsatz für Karl-Fischer-Wasserbestimmungen von pastösen Substanzen, wie z.B. Honig, Kosmetik, Fette oder verschiedene Milchprodukte. Der Pastenlöffel erleichtert die Zugabe von viskosen Proben. Er wird so einfach, wie jeder andere Spatel gehandhabt und ermöglicht die bequeme, schnelle und verlustfreie Zugabe von Pasten in das Karl-Fischer-Titriergefäß. Um viskose Proben schnell und komplett aufzulösen, empfehlen wir zudem die Verwendung eines Homogenisierers. Passend zu Titriergefässoberteilen 6014050X0. 

6.05610.050 KFT Ausrüstung für Eco KF Titrator

Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration



6.05610.060 KFT Ausrüstung für Eco KF Titrator mit Polytron

Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit Polytron



6.03002.150 Zylindereinheit Eco 5 mL

Zylindereinheit 5 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



6.03002.210 Zylindereinheit Eco 10 mL

Zylindereinheit 10 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



6.03002.220 Zylindereinheit Eco 20 mL

Zylindereinheit 20 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



6.03002.250 Zylindereinheit Eco 50 mL

Zylindereinheit 50 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



2.142.0100 Thermodrucker Custom Q3X

Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (Kabel 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.

6.9001.050

Thermopapier zu Custom Neos-N / Q3X

Thermopapier 60 mm / 25 m zu Custom Neos-N / Q3X.
Neu: 25 Jahre Lesbarkeit bei fachgerechter Lagerung.

1 Rolle



2.143.0200

Nadeldrucker TX-900MH

Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 865 / 876 Dosimat plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 862 Compact Titrosampler (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 870 KF Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 899 Coulometer (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)



(+) Kabel im Lieferumfang enthalten

6.01406.250

Titration Gefäß 50 – 150 mL

Titriergefäß 50 – 150 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit
Titriergefäßoberteilen 6014050X0.



6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.



6.2811.010

Molekularsieb (US)

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.

