



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control dient als Reagenzorganisierer und sorgt für die Beleuchtung des Innenraumes im OMNIS IC System. Ausserdem bietet er eine softwareintegrierte Leckdetektion.

Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ist immer auf dem obersten OMNIS Extension Module und bildet zugleich den Deckel des OMNIS IC Systems. Am Ablauf des OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ist ein Lecksensor installiert. Die im OMNIS Reagent Organizer Liquid Control integrierte Beleuchtung erhellt den Innenraum des OMNIS IC Systems, sobald mindestens eine Tür geöffnet ist.

Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control bietet den Platz für bis zu 6 Flaschen und kann mit weiterem Zubehör ausgestattet werden, wie zum Beispiel Flaschenhalter, Flaschenbefestigung, Volumensensor, Magnetprüher oder Abfallbehälter mit externem Kanistersensor.

Lieferumfang 2.1056.1200

Order Number	Beschreibung	Menge
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control dient als Reagenzorganisierer und sorgt für die Beleuchtung des Innenraumes im OMNIS IC System. Ausserdem bietet er eine softwareintegrierte Leckdetektion. Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ist immer auf dem obersten OMNIS Extension Module und bildet zugleich den Deckel des OMNIS IC Systems. Am Ablauf des OMNIS Reagent Organizer Liquid Control ist ein Lecksensor installiert. Die im OMNIS Reagent Organizer Liquid Control integrierte Beleuchtung erhellt den Innenraum des OMNIS IC Systems, sobald mindestens eine Tür geöffnet ist. Der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control bietet den Platz für bis zu 6 Flaschen und kann mit weiterem Zubehör ausgestattet werden, wie zum Beispiel Flaschenhalter, Flaschenbefestigung, Volumensensor, Magnetrührer oder Abfallbehälter mit externem Kanistersensor.	1 PCS
		
6.02102.010	Kabel MDL St/Bu 0.5 m Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (0.5 m)	1 PCS
		

Optionales Zubehör

6.01602.100

**Flaschenaufsatz GL 45, 2 x
M6, UNF 10/32**

Flaschenaufsatz GL 45 für Eluenten-, Regenerat-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



6.01602.110

**Flaschenaufsatz S 40, 2 x M6,
UNF 10/32**

Aufsatz S 40 für 10-L-Kanister.



6.01608.000

Flasche PP, 2 L, GL 45

2-L-Flasche (PP) für den OMNIS Reagent Organizer, mit Volumenanzeige für Eluenten-, Regenerat-, Reagenzien- und Spüllösungen.



6.02009.000

**Volumensensorhalter,
Kanister 10 L**

Halterung für 10-L-Container mit integriertem Volumensensor.



6.02050.000

Flaschenhalter, RO

Flaschenhalter für die Eluentenflasche PP 2 L am OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.010

Flaschenbefestigung, RO

Flaschenbefestigung für die Eluentenflasche PP 2 L am OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.100

Flaschenhalter, RO, universell

Flaschenhalter für Glasflaschen 1 L oder 2 L am OMNIS Reagent Organizer.



6.02050.110

**Flaschenbefestigung RO,
universell**

Flaschenbefestigung für Glasflaschen 1 L oder 2 L am OMNIS Reagent Organizer.



6.02765.000

Abfallbehälter, 4 x UNF 10/32

Abfallbehälter für bis zu vier Abfallkapillaren.



6.05332.000

**OMNIS IC-Ausrüstung:
Container 10 L, LC**

Zubehörset für die automatische Überwachung des 10-L-Containers.

Voraussetzungen:
OMNIS IC mit ROLC



6.05801.040

Volumensensor, ROLC-Kit

Upgrade-Kit zur Erweiterung der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control mit einem zusätzlichen Volumensensor.

Voraussetzungen:
– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control



Info: Dieses Upgrade muss von einem autorisierten Metrohm Servicetechniker installiert werden.

6.05801.090

Magnetrührer, ROLC-Kit



Upgrade-Kit zur Erweiterung der OMNIS Reagent Organizer Liquid Control mit einem Magnetrührer.

Voraussetzungen:

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Info: Dieses Upgrade muss von einem autorisierten Metrohm Servicetechniker installiert werden.
