



OMNIS Sample Robot S – NIR

2.1073.0010

OMNIS Sample Robot S – NIR für den direkten Einstieg in die voll automatisierte Spektroskopie. Das System bietet Platz für ein Probenrack für bis zu 77 Vials mit einem Durchmesser von 8 – 28 mm.

Der OMNIS Sample Robot S – NIR unterstützt die Analysen von sowohl flüssigen als auch festen Proben.

Lieferumfang 2.1073.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1073.0010	OMNIS Sample Robot S - NIR

OMNIS Sample Robot S – NIR für den direkten Einstieg in die voll automatisierte Spektroskopie. Das System bietet Platz für ein Probenrack für bis zu 77 Vials mit einem Durchmesser von 8 – 28 mm.



Der OMNIS Sample Robot S- NIR unterstützt die Analysen von sowohl flüssigen als auch festen Proben.



Funktionslizenz für die Verwendung der Befehlsparameter für den
OMNIS Sample Robot S - NIR.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02041.080	OMNIS Probenrack 77 x 8mm OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 77 Einwegvials mit einer optischen Pfadlänge von 8 mm für Messungen in Transmission (6.7402.240).	
6.02041.090	OMNIS Probenrack 77 x 15mm OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 77 Einwegvials mit Durchmesser 15 mm für Messungen in Reflektion (67402110).	
6.02041.100	OMNIS Probenrack 50 x 19mm OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 50 Einwegvials mit Durchmesser 19 mm für Messungen in Reflektion (67402120).	
6.02041.110	OMNIS Probenrack 50 x 22mm OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 50 Einwegvials mit Durchmesser 22 mm für Messungen in Reflektion (67402130).	

6.02041.120

OMNIS Probenrack 27 x 28mm

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 27 Einwegvials mit Durchmesser 28 mm für Messungen in Reflektion (67402140).

