



Nadeldrucker TX-900MH

2.143.0200

Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 865 / 876 Dosimat plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 862 Compact Titrosampler (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 870 KF Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 899 Coulometer (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)

(+) Kabel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 2.143.0200

Order Number	Beschreibung	Menge
1.143.0200	Nadeldrucker TX-900MH Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für 900 Touch Control 915 KF Ti-Touch 916 Ti-Touch 917 Coulometer 877 / 848 Titrino plus 865 / 876 Dosimat plus 91X Meter (Kabel 6.2151.140) Eco Dosimat Eco Titrator Eco Coulometer 862 Compact Titrosampler 870 KF Titrino plus 899 Coulometer	1 PCS
6.9001.070	Papierrolle für TX-900MH Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH	2 PCS
6.9002.070	Farbband zu Nadeldrucker TX-900MH	1 PCS

6.2151.140

Y-Kabel USB A St - USB B St - Mini B St

1 PCS



Y-Kabel zum Anschluss eines USB-Druckers an die pH / Conductometer 912 / 913 / 914. Mithilfe dieses Kabel können gleichzeitig ein Drucker und das Netzgerät mit dem Messgerät verbunden werden.

6.2134.040

Verbindungskabel RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

1 PCS



Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - PC. Für Titrinos, Titrino plus und 756, 831 KF Coulometer, RS-232 / USB-Box

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

1 PCS



USB-Verbindungskabel

Optionales Zubehör

6.9002.070

Farbband zu Nadeldrucker TX-900MH



6.9001.070

Papierrolle für TX-900MH

Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH



6.2151.100

Adapter USB Mini (OTG) - USB A

Für den Anschluss von USB-Geräten.



6.9001.080

**Endlosklebeetikette für TX-
900MH**

Selbstklebende Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH

