




705 UV Digester (220 V, 60 Hz)

2.705.0016

Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 60 Hz.

Lieferumfang 2.705.0016

Order Number	Beschreibung	Menge
1.705.0016	705 UV Digester (220 V, 60 Hz) Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 60 Hz.	1 PCS
1.705.0020	705 UV Digester Nassteil	1 PCS
6.2804.030	UV-Quecksilberdampfampe Hochdruckquecksilberdampfstrahler zu 705 UV Digester. Wellenlängenbereich UV 200 ... 280 nm. Betriebsdauer mind. 500 h.	1 PCS



6.1446.100

PTFE-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

12 PCS

Für Quarzprobengefäß 6.2414.000



6.1446.110

Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

1 PCS

Für Thermometer 6.2401.010



6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m

1 PCS



6.2041.040

Probenhalter für 12 Quarzaufschlussgefäße 12 mL

1 PCS

für den 705 UV Digester



6.2401.010

**Quecksilber-Thermometer**

1 PCS

Messbereich: 0 ... 100 °C. Skaleneinteilung: 1 °C


6.2414.000

**Quarzprobengefäß 12 mL**

12 PCS

für UV Digester

6.2745.000

**UV Schutzschild**

1 PCS

für 705 UV Digester

Optionales Zubehör

6.1446.150

**Thermometer-Stopfen für UV-
Quarzprobengefäß 5 mL**

Für Thermometer 6.2401.010



6.2041.050

**Probenhalter für 16
Quarzaufschlussgefäße 5 mL**

für den 705 UV Digester



6.1446.140

**Stopfen für UV-
Quarzprobengefäß 5 mL**

Für Quarzprobengefäß 6.2414.010



6.2414.010

Quarzprobengefäß 5 mL

für 705 UV Digester

