



728 Magnetic Stirrer ohne Stativ

2.728.0010

Für die Montage auf einer Stativstange mit 10 mm Durchm.; ohne Grundplatte (oder Halter) und ohne Stativstange; ohne Netzadapter, mit festem Verbindungskabel.

Lieferumfang 2.728.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer ohne Stativ
		Für die Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; ohne Speisegerät, jedoch mit fest montiertem Kabel.



Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.

