

Pump Unit 772 «Absaugen»

2.772.0020

Schlauchpumpe zum Absaugen von austitrierter Lösung und Suspensionen. Die Version «Absaugen» enthält umfangreiches Zubehör zum Absaugen. Die Pumpe lässt sich über eine Relay Box 731 ansteuern. Sie ist geeignet zur Förderung von Lösemitteln.

Lieferumfang 2.772.0020

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1446.160	Thermometer-Stopfen / B-14/15 / schräger Einsatz Zum Schrägstellen von Einsätzen im Titrierkopf 6.1458.010.	1 PCS
		
6.1543.170	Absaugspitze / Gewinde M8 Absaugspitze zu den Sample Processoren.	1 PCS
		
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	1 PCS
		

6.1805.510

PTFE-Schlauch / M8 / 60 cm

1 PCS

Mit Knickschutz.



6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

2 PCS

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

1 PCS

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

1 PCS

Für Kanister 6.1621.000.



6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm

1 PCS



Optionales Zubehör

6.1826.160

Pumpschlauch Viton

Für Peristaltikpumpen.

