




786 Swing Head mit Transferkopf rechts

2.786.0020

Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche rechts von der Arbeitsstation angebracht werden kann.

Lieferumfang 2.786.0020

Order Number	Beschreibung	Menge
1.786.0010	786 Swing Head mit Transferkopf links Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche links von der Arbeitsstation angebracht werden kann.	1 PCS
		
6.1562.100	Pipettierschlauch / 10 mL Pipettierschlauch für den vollautomatischen Transfer von Probenlösungen.	1 PCS
		
6.2621.120	Inbusschlüssel 1.5 mm 	1 PCS

6.1462.040

Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head, rechtsschwenkend 1 PCS

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben



6.1823.010

Führungsschaft zu Pipettierschlauch 1 PCS

Zur Montage im Transfer-Schwenkarm an den Robotic Sample Processors

