



804 Ti Stand ohne Stativ

2.804.0010

Titrierstand und Controller für Propellerrührer 802 Stirrer. Ergibt zusammen mit dem optionalen 802 Stirrer eine Alternative zum Magnetrührer. Ohne Stativ.

Lieferumfang 2.804.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.804.0010	804 Ti Stand ohne Stativ
		Titrierstand und Controller für Propellerrührer 802 Stirrer. Ergibt zusammen mit dem optionalen 802 Stirrer eine Alternative zum Magnetrührer. Ohne Stativ.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2001.090	Bodenplatte beidseitig Doppel-Stativkonsole zum Befestigen von zwei Rührern 801, 803, 804 an einem Titrande	
6.2151.010	Kabel MSB Stecker / Buchse Verlängerungskabel für MSB-Verbindungen und für Touch Control - Titrande. Mini-DIN Buchse - Mini-DIN Stecker	