



823 Membrane Pump Unit – aspirate

2.823.0020

Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors. Die Version «Absaugen» enthält umfangreiches Zubehör zum Absaugen.

Lieferumfang 2.823.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.



1 STK

6.1446.160

Thermometer-Stopfen / B-14/15 / schräger Einsatz

Zum Schrägstellen von Einsätzen im Titrierkopf 6.1458.010.



1 STK

6.1543.170

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze zu den Sample Processoren.



1 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 STK

6.1805.510

PTFE-Schlauch / M8 / 60 cm

Mit Knickschutz.



1 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



1 STK

6.1820.070

Kupplung 4 mm / 6 mm / M8 innen

Zur Verlängerung von Absaugschläuchen in automatisierten Systemen.
Verbindet den M8-Absaugschlauch direkt mit dem PTFE-Schlauch
6.1812.000.



1 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.

