



843 Pump Station (peristaltic) - Rinse/Aspirate für Compact Sample Changer

2.843.0130

Die 843 Pump Station (peristaltic) hat zwei eingebaute Peristaltikpumpen. Sie können direkt durch den 869 Compact Sample Changer über Remote-Signale gesteuert werden. Die Version Rinse / Aspirate wird mit dem gesamten erforderlichen Zubehör für das automatische Entleeren des Titrationsbecherglases und Spülen der Titrierausrüstung geliefert. Das Zubehör ist für die Verwendung mit dem 869 Compact Sample Changer spezifiziert.

Lieferumfang 2.843.0130

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
		Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



1 STK

6.1543.120

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird



2 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



4 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m



3 STK

6.1805.420

FEP-Schlauch / M6 / 48 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.240

Verteilstück Spülen / Absaugen zu 869 Compact
Sample Changer

Verteilstück mit 3 x M6, 1 x M8 und 2 x 1/8 Anschluss für die
Verwendung von Spül - und / oder Absaugequipment am 869 Compact
Sample Changer.



2 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



4 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



2 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2141.260	Remote-Kabel Compact Sample Changer - Dosimat plus und Titrino plus Verteilerkabel zur Remote-Verbindung vom Compact Sample Changer zum Dosimat plus und weiteren Geräten (z.B. Titrino plus oder Pump Station).	
6.2141.300	Remote-Kabel 843-Sample Processor Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors	
6.2740.030	Spüldüse Zuführung der Spüllösung erfolgt in einem feinen Strahl zur optimalen Entfernung von Belägen auf den Elektroden und Titrationszubehör. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000	
6.2761.000	Spritzschutz zu 843 Pump Station (Peristaltik) Die Peristaltikpumpe kann nur mit aufgesetztem Spritzschutz betrieben werden.	