



843 VA Peristaltic Pump Station für Kompakt-VA-Systeme

2.843.0140

Die 843 Peristaltic Pump Station hat zwei eingebaute Peristaltikpumpen, die über das Remotesignal direkt vom 797 VA Computrace angesteuert werden können. Sie dient zum automatischen Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen VA- und CVS-Systemen mit dem 797 VA Computrace.

Die Variante für die Voltammetrie verfügt über das komplette Zubehör für für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes.

Lieferumfang 2.843.0140

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



4 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1456.210

Messgefäß / 10-90 mL

Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



1 STK

6.1805.020

FEP-Schlauch / M6 / 52 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.180

FEP-Schlauch / M6 / 16 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



4 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



2 STK

6.1819.010

PTFE-Kanüle

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



4 STK

6.1820.020

Adapter M10/M6

Verbindungsstück mit Gewinde M10 für Schläuche 6.1812.XXX und Gewinde M6 für Schläuche 6.1805.XXX.



4 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



1 STK

6.1828.020

Fünffach-Schlauchanschluss M6 für Kanister

Zum Anschluss von bis zu 5 Schläuchen



1 STK

6.1829.020

FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.5 m

Für Dosiereinheit




1 STK

6.2141.280

Verbindungskabel 843 Pump Station - 797 VA
Computrace

Kabel für die Remoteverbindung zwischen 797 VA Computrace und 843
Pump Station.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1621.100	Verschlussdeckel zu 10 L Kanister Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.	
6.1801.120	PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m	
6.1808.010	Kupplungsstück 2xM6 2 Aussengewinde M6. Teil der Schraubverbindungen für Wechseleinheiten und für 676 Sample Changer	
6.1812.000	PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m	

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.

