



843 Peristaltic Pump Station für Professional-VA/CVS-Systeme

2.843.0230

Die 843 Peristaltic Pump Station ermöglicht das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen Professional-VA/CVS-Systemen. Sie besitzt zwei eingebaute Peristaltikpumpen, die über das Remotesignal angesteuert werden können.

Die Variante für VA und CVS verfügt über das komplette Zubehör für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes. Das Anschlusskabel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang 2.843.0230

Order Number	Beschreibung	Menge
1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic) Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.	1 PCS
6.1446.000	Schliffstopfen / B-14/(15)	1 PCS
6.1446.040	Gewindestopfen / M6	4 PCS



6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

1 PCS



Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).

6.1621.000

Kanister / 10 L

2 PCS



Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

2 PCS



Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

4 PCS



Mit Licht- und Knickschutz.

6.1819.110


FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

1 PCS

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.

6.1820.020


Adapter M10/M6

4 PCS

Verbindungsstück mit Gewinde M10 für Schläuche 6.1812.XXX und Gewinde M6 für Schläuche 6.1805.XXX.

6.1820.050


Adapter, M6 / Olive

4 PCS

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.

6.1826.100


Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

1 PCS

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.

6.1828.020



Fünffach-Schlauchanschluss M6 für Kanister

1 PCS

Zum Anschluss von bis zu 5 Schläuchen

6.1829.070



Schlauchset für Professional-VA/CVS-Geräte

1 PCS

Schlauchset für den Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten. Bestehend aus 4 FEP-Schläuchen mit M6-Anschluss, ausgedünnter Spitze und Knickschutz (2 x 82 mm lang und 2 x 110 mm lang).

6.2053.000



Kabelklammer

1 PCS

Klammer zur Befestigung von Kabeln

Optionales Zubehör

6.2148.010

Remote Box MSB



Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können. Mit Fixkabel.

6.2141.280

Verbindungskabel 843 Pump Station - 797 VA Computrace



Kabel für die Remoteverbindung zwischen 797 VA Computrace und 843 Pump Station.

6.2141.300

Remote-Kabel 843-Sample Processor



Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors