



845 Eluent Synthesizer mit zwei Dosinos

2.845.0020

Der 845 Eluent Synthesizer eliminiert die zeitaufwändige manuelle Herstellung der Eluenten und Standards, die in der Ionenchromatographie eingesetzt werden. Der 845 Eluent Synthesizer erleichtert die Arbeit im Forschungslabor, im analytischen Labor und in der Qualitätssicherung. Die Automatisierung hilft Kosten zu sparen. Es können eine Hauptkomponente, z.B. Reinstwasser, und vier Konzentrate verwendet werden.

Lieferumfang 2.845.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.845.0020	845 Eluent Synthesizer mit zwei Dosinos
Der 845 Eluent Synthesizer eliminiert die zeitaufwändige manuelle Herstellung der Eluenten und Standards, die in der Ionenchromatographie eingesetzt werden. Der 845 Eluent Synthesizer erleichtert die Arbeit im Forschungslabor, im analytischen Labor und in der Qualitätssicherung. Die Automatisierung hilft Kosten zu sparen. Es können eine Hauptkomponente, z.B. Reinstwasser, und vier Konzentrate verwendet werden.		




1 STK

6.1602.180

Flaschenadapter zu 845

Adapter zur Eluentenflasche am Eluent Synthesizer ohne pH Einstellung.



2 STK

6.1838.000

FEP Schlauchverbindung zu 845, 1 x M6 / 45 cm

Schlauchverbindung vom Eluent Synthesizer zum Eluentflaschenaufsatz



2 STK

6.2248.010

Magnetschild, 15 x 68 mm, 3 Stück

Zum Eluent Synthesizer



1 STK

6.1546.030


Kolbenzange

Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.





Verbindungskapillare von den Eluentkomponenten zum Eluent Synthesizer.



Für Ablaufschläuche



Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 30 mm, zum Eluent Synthesizer.



1 STK

6.2151.000

Kabel USB A – Mini-DIN 8-polig

Controller-Kabel.



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



2 STK

6.2744.170

Druckschraube PEEK UNF 1/4-28, 3 Stück

Anschluss der Verbindungskapillaren der Eluentkomponenten an den Eluent Synthesizer.



1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713. XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.5329.000	Ausrüstung zur pH-Einstellung am Eluent Synthesizer 845 pH-Einstellung zu Eluent Synthesizer. Enthält pH-Elektrode und weiteres Zubehör.	
6.1602.160	Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45 Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.	
6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45	
6.1609.000	Adsorberrohr / gross und gebogen Zu Füllen mit Adsorbentmaterial.	

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



6.2307.230

pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9

Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen
pH 4/7/9

