



847 USB Lab Link

2.847.0010

847 USB Lab Link - schnelle Netzwerkanbindung des Titrande (nur für 840 Touch Control).

Lieferumfang 2.847.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.847.0010	847 USB Lab Link
		847 USB Lab Link - schnelle Netzwerkanbindung des Titrande (nur für 840 Touch Control).



1 STK

6.2151.030

Kabel USB A - USB B / 0,6 m

Verbindungskabel USB A - USB B

