



869 Compact Sample Changer

2.869.0010

Der 869 Compact Sample Changer bietet die schnelle und einfache Automatisierung von Titrino-plus-Applikationen auf kleinstem Raum. Für wenige Mehrfachbestimmungen oder kleine Probenserien ist dieser Probenwechsler genau die richtige Wahl. In insgesamt 12 Positionen können verschiedene Titrationen voll automatisch durchgeführt und die Elektroden gereinigt sowie aufbewahrt werden.

Durch das grosse und übersichtliche Live-Display kann der aktuelle Status der Probenserie direkt erkannt und wichtige Proben können jederzeit bevorzugt analysiert werden.

Auf Grundlage von verschiedenen Methodenvorlagen können applikationsspezifische Methoden erstellt und abgespeichert werden. Die Kommunikation zwischen Compact Sample Changer und Titrino plus erfolgt über Remote-Signale, ohne dass eine zusätzliche Steuerbox oder ein PC nötig ist.

Lieferumfang 2.869.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Der 869 Compact Sample Changer bietet die schnelle und einfache Automatisierung von Titrino-plus-Applikationen auf kleinstem Raum. Für wenige Mehrfachbestimmungen oder kleine Probenserien ist dieser Probenwechsler genau die richtige Wahl. In insgesamt 12 Positionen können verschiedene Titrationen voll automatisch durchgeführt und die Elektroden gereinigt sowie aufbewahrt werden.

Durch das grosse und übersichtliche Live-Display kann der aktuelle Status der Probenserie direkt erkannt und wichtige Proben können jederzeit bevorzugt analysiert werden.

Auf Grundlage von verschiedenen Methodenvorlagen können applikationsspezifische Methoden erstellt und abgespeichert werden. Die Kommunikation zwischen Compact Sample Changer und Titrino plus erfolgt über Remote-Signale, ohne dass eine zusätzliche Steuerbox oder ein PC nötig ist.



Stabrührer zu Probenwechsler und Sample Processor.

Mit 6.1909.020 Rührpropeller 104 mm und fest montiertem Kabel.



Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



2 STK

6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



1 STK

6.1909.050

Rührpropeller / 102 mm

Rührpropeller für die Verwendung des 802 Stirrer mit Probenracks für 120-mL-Becher (6.1459.300)



1 STK

6.2151.100

Adapter USB Mini (OTG) - USB A

Für den Anschluss von USB-Geräten.



1 STK

6.2621.130

Inbusschlüssel 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
2.843.0020	843 Pump Station (membrane) Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.	
2.843.0030	843 Pump Station (membrane) – rinse/aspirate zu Compact Sample Changer Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen, die über Remotesignal direkt vom 869 Compact Sample Changer angesteuert werden können. Die Variante rinse/aspirate verfügt über das komplette Zubehör für die automatische Leerung des Titrierbechers und die Reinigung des Titrirequipments benötigt wird. Das Zubehör ist für die Verwendung mit dem 869 Compact Sample Changer ausgelegt.	
2.843.0120	843 Pump Station (peristaltic) Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.	

2.843.0130

843 Pump Station (peristaltic) – rinse/aspirate zu Compact Sample Changer

Die 843 Pump Station (Peristaltik) hat zwei eingebaute Schlauchquetschpumpen, die über Remotesignal direkt vom 869 Compact Sample Changer angesteuert werden können. Die Variante Spülen / Absaugen verfügt über das komplette Zubehör für die automatische Leerung des Bechers und die Reinigung des Titrirequipments benötigt wird. Das Zubehör ist für die Verwendung mit dem 869 Compact Sample Changer ausgelegt.



6.1808.240

Verteilstück Spülen / Absaugen zu 869 Compact Sample Changer

Verteilstück mit 3 x M6, 1 x M8 und 2 x 1/8 Anschluss für die Verwendung von Spül - und / oder Absaugequipment am 869 Compact Sample Changer.



6.2141.230

Remote-Kabel Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Kabel für die Remoteverbindung zwischen Compact Sample Changer /Compact Autosampler und Titrino plus und/oder Pump Station.



6.2141.240

Remote-Kabel Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus


Kabel für die Remote-Verbindung zwischen Dosimat plus und Compact Sample Changer und/oder Titrino plus unter Verwendung des Kabels 6.2141.260.



6.2141.250

Remote-Kabel Compact Sample Changer - Titrino

Kabel für die Remote-Verbindung zwischen Compact Sample Changer und Titrinos mit 25-Pin Remoteanschluss.



6.2141.260

Remote-Kabel Compact Sample Changer - Dosimat plus und Titrino plus


Verteilerkabel zur Remote-Verbindung vom Compact Sample Changer zum Dosimat plus und weiteren Geräten (z.B. Titrino plus oder Pump Station).



6.2141.320

Remote-Kabel Compact Sample Changer - Remote box MSB

Remote-Kabel (9 pin) für die Anbindung eines 869 Compact Sample Changers an die Remote Box MSB (6.2148.010).



6.2147.000

Numerische USB-Tastatur

Numerische USB-Tastatur für den Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler und 899 Coulometer. Mit zwei integrierten USB-Anschlüssen.



6.2151.120

Kabel USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Für den Anschluss von USB-Geräten.



6.2723.310

Schutzabdeckung zu Titrino Plus

Schutzabdeckung für Display und Keypad für alle Geräte der Titrino plus Familie.

Passend für: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



6.5621.000

Ausrüstung zum Spülen/Absaugen zu 869 Compact Sample Changer oder 862 Compact Titrosampler

Für die Verwendung des 869 Compact Sample Changers oder 862 Compact Titrosamplers in Kombination mit einer Pumpe zum Spülen /Absaugen.

